

## DISPOSITIFS D'AIDE TECHNIQUE À LA POSTURE EN GEL ET MOUSSE



**MINI TALONNIÈRE MONO COMPARTIMENT**

VTM/54

 **16,01€ sans PLV**  
- CODE 6229726 - 

- ▶ Décharge totale du talon
- ▶ Usage « patient unique »



**TALONNIÈRE STABILISATRICE**

VDT41A/CIC - VDT45A/CIC

 **129,58€ sans PLV**  
- CODE 6229749 - 

- ▶ Aide à la prévention de l'escarre talonnière ou aide au traitement de l'escarre constituée au talon
- ▶ Décharge totale du talon
- ▶ Déclive modérée de la jambe pour favoriser le retour veineux



**ATTELLE RELEVEUR DE PIED**

VTAC450/CIC

 **173,79€ sans PLV**  
- CODE 6229732 - 

- ▶ Aide à la prévention de l'escarre talonnière ou aide au traitement de l'escarre constituée au talon
- ▶ Décharge totale du talon
- ▶ Alignement orthopédique du membre inférieur
- ▶ Maintien latéral et en flexion du pied
- ▶ Déclive modérée pour favoriser le retour veineux



**CALE DE DÉCUBITUS**

VCDA/50

 **173,79€ sans PLV**  
- CODE 6229732 - 

- ▶ Soulager les points de pression dans la zone du trochanter et du sacrum en position semi-latérale à 30°



**TALONNIÈRE LARGE**

VTLA/HIPH

 **129,58€ sans PLV**  
- CODE 6229749 - 

- ▶ Permet la décharge de la zone talonnière en respectant l'axe physiologique du membre inférieur
- ▶ La jambe repose de manière homogène sur les masses musculaires du mollet réduisant l'appui au niveau du tendon d'Achille et des malléoles



**TALONNIÈRE FOND DE LIT**

VTLAXL/HIPH

 **173,79€ sans PLV**  
- CODE 6229732 - 

- ▶ Permet la décharge de la zone talonnière en respectant l'axe physiologique du membre inférieur